



Varenummer 1999919973

Dispenser, Hagleitner, 600 ml, sort, plast, til pose refiller, analog, til skumsæbe/desinfek.

- ✓ Holdbart ABS-plast design
- ✓ Ideel til hyppigt brugte washrooms
- ✓ Justerbart mængde på 0,3ml, 0,6ml og 0,9ml

Produktbeskrivelse

Denne desinfektionsdispenser fra Hagleitner er lavet af slidstærkt ABS-plast og er designet til nem genopfyldning med refill. Perfekt til både badeværelser og køkkener, hvor hygiejne er vigtig. Let at bruge og påfylde.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Hagleitner
Farve	Sort
Features	Til pose refiller, analog, til skumsæbe/desinfek.
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	25.3 cm
Vægt, netto	620 g
Rumindhold, netto	600 ml
Inkluderet tilbehør	Nøgle, Skruer og rawplugs
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Elektronisk affald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	76.9 cm	30.3 cm	44.2 cm	9008353129288



Affaldsspand til vægmontering.