



Varenummer 1999919973

## Dispenser, Hagleitner, 600 ml, sort, plast, til pose refiller, analog, til skumsæbe/desinfek.

- ✓ XIBU App-funktionalitet
- ✓ Sensorbaseret brugerfrekvensmåling
- ✓ Holdbart ABS-plast design
- ✓ Ideel til hyppigt brugte washrooms
- ✓ Justerbart mængde på 0,3ml, 0,6ml og 0,9ml

### Produktbeskrivelse

Denne desinfektionsdispenser fra Hagleitner er lavet af slidstærkt ABS-plast og er designet til nem genopfyldning med refill. Perfekt til både badeværelser og køkkener, hvor hygiejne er vigtig. Let at bruge og påfylde.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Hagleitner
Farve	Sort
Features	Til pose refiller, analog, til skumsæbe/desinfek.
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	25.3 cm
Vægt, netto	620 g
Rumindhold, netto	600 ml
Inkluderet tilbehør	Nøgle, Skruer og rawplugs
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Elektronisk affald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	15 stk	79.4 cm	43.4 cm	29.6 cm	9008353131342



Affaldsspand til vægmontering.