



Varenummer 1999919974

Dispenser, Hagleitner, 12,6x13,1x25,3cm, 700 ml, sort, plast, til desinfektiongel, hybrid

- ✓ XIBU App-funktionalitet
- ✓ Sensorbaseret brugerfrekvensmåling
- ✓ Holdbart ABS-plast design
- ✓ Ideel til hyppigt brugte washrooms

Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af dine toiletruller, så dine dispensere aldrig løber tør. Derudover er dispenserne i denne serie koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i slidstærkt ABS-plast med Abena-logo.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Hagleitner
Farve	Sort
Features	Til desinfektiongel, hybrid
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	25.3 cm
Vægt, netto	700 g
Rumindhold, netto	700 ml
Inkluderet tilbehør	Nøgle, Skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	77.1 cm	30.5 cm	44.4 cm	9008353131342
stk	1 stk				9008353123613



Affaldsspand til vægmontering.