



Varenummer 1999919974

Dispenser, Hagleitner, 12,6x13,1x25,3cm, 700 ml, sort, plast, til desinfektiongel, elektronisk

- ✓ XIBU App-funktionalitet
- ✓ Sensorbaseret brugerfrekvensmåling
- ✓ Holdbart ABS-plast design
- ✓ Ideel til hyppigt brugte washrooms

Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af dine toiletruller, så dine dispensere aldrig løber tør. Derudover er dispenserne i denne serie koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i slidstærkt ABS-plast.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Hagleitner
Farve	Sort
Features	Til desinfektiongel, elektronisk
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	25.3 cm
Vægt, netto	700 g
Rumindhold, netto	700 ml
Strømspecifikationer	Batteri/ledning
Inkluderet tilbehør	Nøgler, Skruer og rawplugs. Batteri og ledning medfølger ikke

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	77.1 cm	30.5 cm	44.4 cm	9008353131342
stk	1 stk				9008353123613



Symbolet repræsenterer en intelligent sensor, der er i stand til at indsamle og sende data. Det signalerer, at enheden er udstyret med integreret elektronik og trådløs kommunikation, som gør det muligt at overvåge forbrug, status, fyldningsniveauer og servicebehov i realtid. Symbolet indikerer, at produktet kan indgå i et digitalt økosystem, hvor data automatisk overføres til en app eller browser.



Affaldsspand til vægmontering.