



Varenummer 200080

Engangskateter, LoFric Hydro-Kit, nelaton, CH 10, 40cm, 1000 ml, coated, sæt, steril

✓ PVC-fri



Produktbeskrivelse

LoFric® er et hydrofilt urinkateter til engangsbrug, designet til intermitterende kateterisering. Katetrene er belagt med den unikke Urotonic™ Surface Technology, som skal aktiveres med vand. Denne overflade sikrer, at katetrene forbliver glatte og sikre, både når de bliver ført ind og trukket ud. Er udstyret med bløde kateterøjne. LoFric® Hydro-Kit™ er et "alt i ét" hydrofilt katetersæt til intermitterende kateterisering. Det har en integreret opsamlingspose og er klart til brug overalt. Løkkerne muliggør en let åbning, og det teksturerede indføringshåndtag giver et bedre greb og mulighed for non-touch-teknik. Takket være den lange hals kan det hænges over knæet for nem kateterisering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	LoFric
Vareserie	Hydro-Kit
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 10
Farve	Sort
Features	Coated, sæt, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PO, POBE, PP
Længde/dybde	40 cm
Effektiv længde	35 cm
Rumindhold, brutto	1000 ml
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD. Svanemærket.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation, hvor et alt-i-et sæt ønskes. Den lille pose sterile vand tømmes ned over det coatede kateter, som bliver glat i løbet af 30

sekunder. Blæren tømmes i den medfølgende pose, der efterfølgende kan bortskaffes som alm husholdningsaffald.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	60 stk	45.5 cm	22 cm	16 cm	7333387016474
pk	30 stk	43.5 cm	20.5 cm	7 cm	7333387016467
stk	1 stk				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.