



Varenummer 200098

## Engangskateter, LoFric Hydro-Kit, nelaton, CH 18, 20cm, 1000 ml, coated, female, sæt

✓ PVC-fri



### Produktbeskrivelse

LoFric® er et hydrofilt urinkateter til engangsbrug, designet til intermitterende kateterisering. Katetrene er belagt med den unikke Urotonic™ Surface Technology, som skal aktiveres med vand. Denne overflade sikrer, at katetrene forbliver glatte og sikre, både når de bliver ført ind og trukket ud. Er udstyret med bløde kateterøjne. LoFric® Hydro-Kit™ er et "alt i ét" hydrofilt katetersæt til intermitterende kateterisering. Det har en integreret opsamlingspose og er klart til brug overalt. Løkkerne muliggør en let åbning, og det teksturerede indføringshåndtag giver et bedre greb og mulighed for non-touch-teknik. Takket være den lange hals kan det hænges over knæet for nem kateterisering.



### Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Engangskateter   |
| Varemærke                        | LoFric   |
| Vareserie                        | Hydro-Kit  |
| Spidstype                        | Nelaton  |
| Størrelse                        | CH 18  |
| Farve                            | Rød  |
| Features                         | Coated, female, sæt  |
| Engangs/flergangs                | Engangs  |
| Materiale                        | PE, PO, PP   |
| Længde/dybde                     | 20 cm  |
| Rumindhold, brutto               | 1000 ml  |
| Steriliseringemetode             | R  |
| Certifikater                     | CE. Svanemærket.   |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is  |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC  |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato  |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

### Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisering, hvor et alt-i-et sæt ønskes. Den lille pose sterile vand tømmes ned over det coatede kateter, som bliver glat i løbet af 30 sekunder. Blæren tømmes i den medfølgende pose, der efterfølgende kan bortskaffes som alm husholdningsaffald.

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|-------|---------------|
| kll   | 40 stk     | 41 cm   | 23 cm  | 8 cm  | 7333387019444 |
| pk    | 20 stk     | 31.5 cm | 18 cm  | 7 cm  | 7333387019437 |
| stk   | 1 stk      |         |        |       |               |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

**STERILE**

Produktet er sterilt