



Varenummer 200124

Engangskateter, EasiCath, nelaton, CH 14, 20cm, coated, female steril

✓ Der medfølger vandpose til aktivering af coating



Produktbeskrivelse

EasiCath kateter har en en hydrofil overfladebehandling, der udover at dække ydersiden af kateteret, også dækker indersiden af kateterhullerne. Dette skaber en glat og ensartet hinde, der reducerer friktionen mellem kateteret og slimhinden i urinrøret.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	EasiCath
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Coated, female steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHP, PVC
Længde/dybde	20 cm
Steriliseringemetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kateteret skal ligge i vand i 30 sekunder, herefter er overfladebehandlingen blød og glat og kateteret er klar til brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	34.5 cm	25.5 cm	23.4 cm	5701780490047
pk	25 stk	25.2 cm	11.1 cm	5.5 cm	
stk	1 stk				5701780490030



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl) ftalater

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.