



Varenummer 200144

Engangskateter, SpeediCath, nelaton, CH 08, 20cm, coated, female, steril



Produktbeskrivelse

Ligger klart til brug i saltvandsopløsningen. Kan foldes uden at skade kateteret. Åbningsringen kan bruges af mennesker med svag finmotorik.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	SpeediCath
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 08
Farve	Blå
Features	Coated, female, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PA, polyester, PU
Længde/dybde	20 cm
Steriliseringemetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskaterisation.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	42.6 cm	28.5 cm	18.3 cm	5708932501873
pk	30 stk	28.1 cm	17.6 cm	3.9 cm	
stk	1 stk				5708932501866



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt