



Varenummer 200146

Engangskateter, SpeediCath, nelaton, CH 12, 20cm, coated, female, steril

- ✓ Kateteret ligger klar til brug.
Kateteret kan foldes uden at skade kateteret.



Produktbeskrivelse

Ligger klart til brug i saltvandsopløsningen. Kan foldes uden at skade kateteret. Åbningsringen kan bruges af mennesker med svag finmotorik.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	SpeediCath
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Coated, female, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PA, polyester, PU
Længde/dybde	20 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskaterisation.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	43.3 cm	29 cm	19.4 cm	5708932501910
pk	30 stk	28.5 cm	18 cm	4 cm	5708932501903
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC
(plasttype fremstillet af
polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til
engangsbrug.



Produktet indeholder ikke
latex.