



Varenummer 200147

Engangskateter, SpeediCath, nelaton, CH 14, 20cm, coated, female, steril



Produktbeskrivelse

Ligger klart til brug i saltvandsopløsningen. Kan foldes uden at skade kateteret. Åbningsringen kan bruges af mennesker med svag finmotorik.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Engangskateter |
| Varemærke | SpeediCath |
| Spidstype | Nelaton |
| Størrelse | CH 14 |
| Farve | Grøn |
| Features | Coated, female, steril |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | PE, PA, polyester, PU |
| Længde/dybde | 20 cm |
| Steriliseringemetode | R |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Holdbarhed | Ifølge udløbsdato |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Anvendes til engangskaterisation.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kll | 300 stk | 42 cm | 29 cm | 19 cm | 5708932501934 |
| pk | 30 stk | 28.1 cm | 17.9 cm | 3.7 cm | |
| stk | 1 stk | | | | 5708932501927 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt