



Varenummer 200187

## Engangskateter, EasiCath, nelaton, CH 10, 20cm, 700 ml, coated, pædiatrisk/female, sæt, steril

✓ Sættet består af et kateter samt en 700ml urinpose.



### Produktbeskrivelse

EasiCath kateter har en en hydrofil overfladebehandling, der udover at dække ydersiden af kateteret, også dækker indersiden af kateterhullerne. Dette skaber en glat og ensartet hinde, der reducerer friktionen mellem kateteret og slimhinden i urinrøret.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	EasiCath
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 10
Farve	Sort
Features	Coated, pædiatrisk/female, sæt, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHP, PVC
Længde/dybde	20 cm
Rumindhold, brutto	700 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Anvendes til engangskaterisation, hvor et alt-i-et sæt ønskes. Den lille pose med vand tømmes ned over det coatede kateter, som bliver glat i løbet af 30 sekunder. Blæren tømmes i den medfølgende pose.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	48 cm	35 cm	24 cm	5701780590785
pk	20 stk	34 cm	23.7 cm	14 cm	
stk	1 stk				5701780590914



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl) ftalater