



Varenummer 200221

Urinpose, benpose, Conveen Security+, 50cm, 350 ml, etkammer, VV, NW bagside, justérbar slange

✓ urinpose er med anti-kink slange, som sikrer et optimalt urinflow.



Produktbeskrivelse

Conveen Security+ urinpose er med anti-kink slange, som sikrer et optimalt urinflow. Blød bagside, diskret design samt en nem og sikker lukkeclips/ventil. Findes i flere størrelser både usteril og steril.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Conveen
Vareserie	Security+
Ventiltype	VV
Features	NW bagside, justérbar slange
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE
Længde/dybde	50 cm
Rumindhold, brutto	350 ml
Antal kamre	Etkammer
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til kateter eller uridom og fikseres med fikseringsbånd. Skiftes ca. en gang i ugen eller efter behov.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	59.5 cm	26.5 cm	30.5 cm	5701780891059
pk	10 stk	29 cm	25.5 cm	9.5 cm	
stk	1 stk				5701780891042



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt