



Varenummer 200227

**Urinpose, benpose, Conveen Security+,  
50cm, 750 ml, etkammer, VV, NW  
bagside, justérbar slange**



## Produktbeskrivelse

Conveen Security+ urinpose er med anti-kink slange, som sikrer et optimalt urinflow. Blød bagside, diskret design samt en nem og sikker lukkeclips/ventil. Findes i flere størrelser både usteril og steril.



## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Urinpose, benpose                                                                |
| Varemærke                        | Conveen                                                                          |
| Vareserie                        | Security+                                                                        |
| Ventiltype                       | VV                                                                               |
| Features                         | NW bagside, justérbar slange                                                     |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | PE                                                                               |
| Længde/dybde                     | 50 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 750 ml                                                                           |
| Antal kamre                      | Etkammer                                                                         |
| Steriliseringstype               | R                                                                                |
| Certifikater                     | CE, MD                                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is                                                                        |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Næringsindhold                   | 1                                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

## Brugsanvisning

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til kateter eller uridom og fikseres med fikseringsbånd. Skiftes ca. en gang i ugen eller efter behov.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kll   | 60 stk     | 59.4 cm | 26.5 cm | 31 cm  | 5701780891134 |
| pk    | 10 stk     | 29 cm   | 25 cm   | 9.6 cm |               |
| stk   | 1 stk      |         |         |        | 5701780891127 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).