



Varenummer 200228

## Fikseringsbånd, Conveen, 2 stk. pr. pose, med knapper

- ✓ sikrer stabil positionering af posen.
- 2 forskellige båndbredder tilpasser sig individuelle behov.



### Produktbeskrivelse

Er med knapper og burrestykke - uden silikonestriber bagpå. Posen består af 2 bånd på hhv. 2,5 x 61 cm (bruges nederst), og 3,5 x 61 cm (bruges øverst).

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbånd
Varemærke	Conveen
Features	2 stk. pr. pose, med knapper
Materiale	PA, polyester, PU
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 60 grader
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Anvendes til fiksering af urinposer. Fikseringsbåndene føres igennem åbningerne i posen og fikseres. Kan vaskes ved 60 grader.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	29.5 cm	19.6 cm	31.5 cm	5701780573931
pk	10 stk	18.5 cm	14.6 cm	5.8 cm	5701780573948
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.