



Varenummer 200229

**Urinpose, benpose, Conveen Standard,
 90cm, 1500 ml, etkammer, VV, NW
 bagside, justérbar slange**



Produktbeskrivelse

Conveen Standard urinpose kan anvendes til drænage enten dag eller nat, hvis der er behov for en pose med ekstra volumen. Er med blød bagside, huller til ophæng, slidser til benstropper samt en nem og sikker lukkeclips/ventil.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Conveen
Vareserie	Standard
Ventiltype	VV
Features	NW bagside, justérbar slange
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PET, DEHT, EVA, PP, PVC
Længde/dybde	90 cm
Rumindhold, brutto	1500 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til kateter eller uridom og fikseres med fikseringsbånd. Skiftes ca. en gang i ugen eller efter behov.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	39 cm	29 cm	40 cm	5701780490382
pk	10 stk	28.5 cm	19.2 cm	7 cm	
stk	1 stk				5701780490375



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.