



Varenummer 200231

**Urinpose, benpose, Conveen Contour,  
 45cm, 800 ml, flerkammer, VV, NW  
 bagside, justérbar slange**



## Produktbeskrivelse

Conveen Contour urinpose er med flere kamre, hvorved urine bedre kan fordele vægten samt give øget diskretion for brugeren. Blød bagside, diskret design samt en nem og sikker lukkeclips/ventil. Findes i flere størrelser både usteril og steril.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Conveen
Vareserie	Contour
Ventiltype	VV
Features	NW bagside, justérbar slange
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHP, PVC
Længde/dybde	45 cm
Rumindhold, brutto	800 ml
Antal kamre	Flerkammer
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Brugsanvisning

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til kateter eller uridom og fikseres med fikseringsbånd. Skiftes ca. en gang i ugen eller efter behov.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	40 cm	30 cm	31 cm	5701780490764
pk	10 stk	28.5 cm	19.2 cm	5.8 cm	5701780490757
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)  
ftalater