



Varenummer 200239

**Urinpose, sengepose, Conveen Security+,  
 140cm, 2000 ml, etkammer, BO,  
 Justérbar slange**



### Produktbeskrivelse

Conveen Security+ urinpose er med anti-kink slange, som sikrer et optimalt urinflow. Anvendes til kørestolsbrugere, der har vanskeligt ved at nå ned og tømme posen. Eller til mennesker med dårlig finmotorik. Kan betjenes med en hånd via et to-trins udløb.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Conveen
Vareserie	Security+
Ventiltype	BO
Features	Justérbar slange
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE
Længde/dybde	140 cm
Rumindhold, brutto	2000 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Forbindes til benpose. Skiftes ca. en gang i ugen eller efter behov.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	59.3 cm	26 cm	30.8 cm	5701780951760
pk	10 stk	29.2 cm	25.3 cm	9.3 cm	5701780951753
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).