



Varenummer 200285

Uridom, Conveen Optima, 5,5cm, Ø30mm, klæbeflade 3,5 cm, selvklæbende, med udrulningsstrip

- ✓ Kinkfri
- ✓ Dobbelt udrulningsstrip



Produktbeskrivelse

Uridomet er fremstillet af silikone, der er et elastisk materiale, som huden kan ånde igennem. Bliver leveret i et hylster, som er kompakt og diskret.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Uridom
Varemærke	Conveen
Vareserie	Optima
Features	Klæbeflade 3,5 cm, selvklæbende, med udrulningsstrip
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	5.5 cm
Diameter	30 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til inkontinente mænd. Uridomet har en hudvenlig klæberprofil, og er med dobbelt strips, der sikrer en nem og sikker påsætning. Skiftes mindst en gang dagligt med soignering. Huden skal være helt tør inden påsætning af nyt uridom. Forbindes til urinpose.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	480 stk	33.8 cm	28.3 cm	28.3 cm	
pk	30 stk	16 cm	13.5 cm	6.7 cm	5708932296670
stk	1 stk				5708932296663



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.