




Varenummer 200291

Kateterventil, Conveen, One size, DV, steril

- ✓ Anvendes ved optræning og vedligeholdelse af naturlig blærefunktion.
Kan anvendes med én hånd.



Produktbeskrivelse

Anvendes ved optræning og vedligeholdelse af naturlig blærefunktion. Anvendes ligeledes som ventil mellem kateter og urinpose for at minimere infektioner. Kan anvendes med én hånd.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterventil
Varemærke	Conveen
Ventiltype	DV
Størrelse	One size
Features	Steril
Materiale	PE, PP
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	320 stk	60 cm	38 cm	30 cm	
pk	10 stk	18.5 cm	10 cm	6.1 cm	3600040973561
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE