



Varenummer 200293

Urinpose, SpeediBag Compact, 700 ml, til brug med SpeediCath Compact til kvinder



Produktbeskrivelse

Anvendes som urinopsamlingspose ved engangskaterisation med SpeediCath Compact til kvinder katetret.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose
Varemærke	SpeediBag
Vareserie	Compact
Features	Til brug med SpeediCath Compact til kvinder
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE
Rumindhold, brutto	700 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	180 stk	43.2 cm	14 cm	10.4 cm	
pk	30 stk	13.4 cm	9.7 cm	6.9 cm	5708932432221
stk	1 stk				5708932432214



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.