



Varenummer 200295

Engangskateter, coated, SpeediCath Compact Plus, nelaton, CH 10, 9cm, female, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes ved engangskaterisation til kvinder. Ligger klar til brug i steril saltvandsopløsning. Den har en kompakt længde, så den ikke fylder mere end en læbestift i tasken.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter, coated
Varemærke	SpeediCath
Vareserie	Compact Plus
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 10
Farve	Sort
Features	Female, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PA, polyester, PU
Længde/dybde	9 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Forsøglingen brydes og toppen tages af. Bunden virker nu som indføringshåndtag. Udløbet af urinen kan med en enkelt finger styres via bunden af indføringshåndtaget.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	43.8 cm	14.2 cm	13.2 cm	
pk	30 stk	13 cm	11.4 cm	42.4 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.