


Varenummer 200298

**Urinpose, benpose, Conveen Active,
7cm, 250 ml, etkammer, BO, NW bagside,
justérbar slange**



Produktbeskrivelse

Conveen Active urinpose er løsningen til et aktivt liv. Posen er integreret i et behageligt elastikbånd, som sidder omkring låret, hvilket giver god bevægelighed og diskretion. Rumindholdet gør den velegnet til uridombrugere, og er et godt alternativ til bleer. Posens design er asymmetrisk, hvilket betyder at urinen opsamles på indersiden af låret. Dette er med til at sikre en diskret profil i brug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Conveen
Vareserie	Active
Ventiltype	BO
Features	NW bagside, justérbar slange
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE
Længde/dybde	7 cm
Rumindhold, brutto	250 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til uridom.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	39.3 cm	39.4 cm	21 cm	
pk	10 stk	18.5 cm	14.2 cm	7.2 cm	5708932467803
stk	1 stk				5708932467797



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).