



Varenummer 200299

Engangskateter, SpeediCath Compact til mænd, nelaton, CH 12/18, 30cm, coated, latexfri, steril

✓ Kompakt



Produktbeskrivelse

Kompakt herrekateter, der er klar til brug. SpeediCath Compact til mænd er betydeligt kortere end andre herrekatetre, og gør dermed hele kateterisationsprocessen mere diskret. Katetret fås kun i CH 12. Katetret er specielt designet til mænd. Katetret er perfekt til brug både ude og hjemme. Katetret er PVC frit.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	SpeediCath
Vareserie	Compact til mænd
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 12/18
Features	Coated, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PA, polyester, PU
Længde/dybde	30 cm
Steriliseringmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation til mænd.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	35.3 cm	28 cm	21.2 cm	
pk	30 stk	20 cm	13.5 cm	6.7 cm	5708932472821
stk	1 stk				5708932472814



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt