



Varenummer 200311

## Skumbandage, Biatain Silicone Lite, 10x10cm, m/silikonekontaktlag og silikoneklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Unik 3D skumstruktur for optimal absorption
- ✓ Sikker og blød pasform
- ✓ Former sig efter sår bunden og kroppen
- ✓ Fleksibel
- ✓ Optimal eksudathåndtering
- ✓ Minimal maceration og lækage
- ✓ Aseptisk påsætning og nem påsætning reducerer spild af bandager



### Produktbeskrivelse

Biatain® Silicone Lite er en tynd, blød og ultra fleksibel skumbandage med silikone klæb og silikoneklæbekant. Silikoneklæbet sikrer let aftagning og genklæb med minimalt traume eller irritation mod huden. Biatain® Silicone Lite udvider og former sig efter sår bunden, absorberer vertikalt og låser sår væsken inde. Anvendes til lavt til moderat væskende sår. Velegnet under kompressionsbehandling. Kan sidde på i op til 7 dage. Kan ikke klippes i.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Skumbandage                                                                      |
| Varemærke                        | Biatain                                                                          |
| Vareserie                        | Silicone Lite                                                                    |
| Features                         | M/silikonekontaktlag og silikoneklæb, latexfri, steril                           |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR-skum, PUR-film, silikoneklæb                                                 |
| Længde/dybde                     | 10 cm                                                                            |
| Bredde                           | 10 cm                                                                            |
| Størrelse på sårpude             | 6,5 x 6,5 cm                                                                     |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 3 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| kl    | 240 stk    | 59 cm  | 35 cm  | 22 cm  | 5708932531078 |
| pk    | 10 stk     | 20 cm  | 17 cm  | 4.5 cm |               |
| stk   | 1 stk      |        |        |        | 5708932531061 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.