



Varenummer 200501

2-vejs foley kateter, Aquaflate Glycerine, tiemann, CH 14, 41cm, 10 ml, standard ballon, steril

- ✓ Leveres inkl. glycerinsprøjte
- ✓ Liggetid op til 90 dage

Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon. Sprøjte med 10% glycerinopløsning medfølger.



Specifikationer


Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Aquaflate
Vareserie	Glycerine
Spidstype	Tiemann
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Standard ballon, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	41 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringstype	EO
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Skal seneste skiftes efter 90 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	53.5 cm	27.8 cm	16.8 cm	44026704324024
pk	5 stk	30.5 cm	5 cm	7.5 cm	24026704324020
stk	1 stk				

 Produktet er kun til engangsbrug.

Produktet er sterilt

STERILE

 Produktet indeholder ikke latex.