



Varenummer 200501

2-vejs foley kateter, Aquaflate Glycerine, tiemann, CH 14, 41cm, 10 ml, standard ballon



Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon. Sprøjte med 10% glycerinopløsning medfølger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Aquaflate
Vareserie	Glycerine
Spidstype	Tiemann
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Standard ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	41 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Skal seneste skiftes efter 90 dage.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	54 cm	28 cm	16 cm	44026704324024
pk	5 stk	51 cm	7.5 cm	5 cm	24026704324020
stk	1 stk				4026704324026



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.