




Varenummer 200513

2-vejs foley kateter, Rüsch SupraCath sæt, open end, CH 14, 41cm, 10 ml, standard ballon, med kateterprop, guidewire og fikseringsplaster



Produktbeskrivelse

Rüsch Supracath sæt indeholdende: silikonekateter med open end, 10 ml ballon, PTFE coated guidewire, en kateterprop, plaster til fiksering af kateter samt 3 selvklæbende labels til dokumentation. Godkendt til anvendelse i op til 90 dage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Rüsch
Vareserie	SupraCath sæt
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Standard ballon, med kateterprop, guidewire og fikseringsplaster
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	41 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes i forbindelse med skiftning af suprapubisk kateter. Guidewire sættes ind i kateteret, hvorved kateteret afstives, hvilket gør at det lettere kan anlægges. Når kateteret er anlagt fyldes ballonen og guidewiren kan fjernes. Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning eller sterilt vand. Skal senest skiftes efter 90 dage.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	34.5 cm	13 cm	2 cm	
pk	5 stk	35 cm	9 cm	14 cm	
stk	1 stk				24026704095531



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt