



Varenummer 200586

Kateterventil, Qufora, One size, Q-flow, steril

✓ Kan anvendes med én hånd.



Produktbeskrivelse

Anvendes ved optræning og vedligeholdelse af naturlig blærefunktion. Anvendes ligeledes som ventil mellem kateter og urinpose for at minimere infektioner. Kan anvendes med én hånd.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterventil
Varemærke	Qufora
Ventiltype	Q-flow
Størrelse	One size
Features	Steril
Materiale	PP, silikone
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	56.2 cm	41.2 cm	32.7 cm	46955824045886
pk	30 stk	31.2 cm	20 cm	11.2 cm	26955824045882
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE