



Varenummer 200603

## Engangskateter, Unomedical, nelaton, CH 12, 40cm, ucoated



### Produktbeskrivelse

Anvendes til engangskateterisation.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Engangskateter                                                                   |
| Varemærke                        | Unomedical                                                                       |
| Spidstype                        | Nelaton                                                                          |
| Størrelse                        | CH 12                                                                            |
| Farve                            | Hvid                                                                             |
| Features                         | Ucoated                                                                          |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | DEHP, PVC                                                                        |
| Længde/dybde                     | 40 cm                                                                            |
| Steriliseringmetode              | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is                                                                        |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Næringsindhold                   | 1                                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation eller skylning i fistler og kaviteter. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|--------|---------------|
| kll   | 800 stk    | 39.5 cm | 31 cm  | 46 cm  | 5705243206947 |
| pk    | 100 stk    | 45 cm   | 15 cm  | 9.5 cm |               |
| stk   | 1 stk      |         |        |        | 5705243206930 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)  
ftalater