



Varenummer 200615

Engangskateter, Unomedical, tiemann, CH 12, 40cm, ucoated



Produktbeskrivelse

Kateter som anvendes til engangskateterisation



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Unomedical
Spidstype	Tiemann
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Ucoated
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHP, PVC
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	47 cm	40 cm	30.5 cm	
pk	100 stk	45.2 cm	14.8 cm	9.5 cm	5705243207180
stk	1 stk				5705243207173



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater

STERILE

Produktet er sterilt