



Varenummer 200628

Kateterventil, Unomedical, One size, 4cm



Produktbeskrivelse

Anvendes ved optræning og vedligeholdelse af naturlig blærefunktion. Anvendes ligeledes som ventil mellem kateter og urinpose for at minimere infektioner. Kan anvendes med én hånd.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterventil
Varemærke	Unomedical
Ventiltype	CV
Størrelse	One size
Materiale	PE, PP, silikone
Længde/dybde	4 cm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	38 cm	29 cm	19 cm	5705242699320
pk	25 stk	38 cm	23 cm	7 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt