

Varenummer 200638

## Urinposestativ, Unomedical, One size, blå, standard



### Produktbeskrivelse

Anvendes til at hænge urinposerne på sengekanten. Urinposerne fastgøres gennem hullerne foroven på urinposerne nedover tapperne.

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Urinposestativ                                                                   |
| Varemærke                        | Unomedical                                                                       |
| Størrelse                        | One size                                                                         |
| Farve                            | Blå                                                                              |
| Features                         | Standard                                                                         |
| Materiale                        | Plast                                                                            |
| Certifikater                     | CE                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Næringsindhold                   | 1                                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|---------|---------------|
| kll   | 200 stk    | 58.4 cm | 39 cm  | 22.8 cm | 5705242599453 |
| stk   | 1 stk      |         |        |         | 5703538185670 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.