



Varenummer 200647

Urinpose, benpose, Careline, 50cm, 750 ml, etkammer, CV/NRV, NW bagside, justérbar slange, nattilkobling, inkl. fikseringsbånd



Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseres på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Careline
Ventiltype	CV, NRV
Features	NW bagside, justérbar slange, nattilkobling, inkl. fikseringsbånd
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHT, PVC
Længde/dybde	50 cm
Rumindhold, brutto	750 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	80 stk	38.5 cm	29.2 cm	26 cm	5705242200694
pk	10 stk	27.7 cm	18.5 cm	6 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.