



Varenummer 200662

Urinpose, benpose, Unomedical, 10cm, 600 ml, etkammer, NRV/DV, nattelkobling, CI

✓ Push-pull bundventil

CE

Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseres på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Unomedical
Ventiltype	NRV, DV
Features	Nattelkobling, CI
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, DEHP
Længde/dybde	10 cm
Rumindhold, brutto	600 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	150 stk	37.8 cm	29 cm	19 cm	
pk	10 stk	24 cm	15.5 cm	7 cm	
stk	1 stk				5705242199714



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater