



Varenummer 200665

Urinpose, benpose, Unomedical, 10cm, 750 ml, etkammer, NRV/U.BO

✓ Push-pull bundventil



Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseres på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Unomedical
Ventiltype	NRV, U.BO
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, DEHT
Længde/dybde	10 cm
Rumindhold, brutto	750 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	39 cm	29 cm	9.5 cm	5705242199899
pk	25 stk	23 cm	18 cm	5.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.