



Varenummer 200666

## Urinpose, benpose, Unomedical, 45cm, 750 ml, etkammer, CV/NRV, nattilkobling

✓ Push-pull bundventil



### Produktbeskrivelse

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseres på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Unomedical
Ventiltype	CV, NRV
Features	Nattilkobling
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DEHT, PVC
Længde/dybde	45 cm
Rumindhold, brutto	750 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	38 cm	29 cm	29 cm	5705245000178
pk	20 stk	33 cm	26 cm	8 cm	5705245000178
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.