



Varenummer 200669

Urinpose, sengepose, Unomedical A2,
90cm, 1500 ml, etkammer, NRV/U.BO



Produktbeskrivelse

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til benpose, kateter eller uridom og fikseres til sengen med en urinposeholder. Skiftes dagligt da den ikke er tømbar.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Unomedical
Vareserie	A2
Ventiltype	NRV, U.BO
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, DEHT
Længde/dybde	90 cm
Rumindhold, brutto	1500 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	39.9 cm	29.5 cm	26.6 cm	5705242034015
pk	25 stk	38.4 cm	37.7 cm	9.8 cm	5705242299889
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.