



Varenummer 200673

**Urinpose, sengepose, Unomedical A3,
110cm, 2000 ml, etkammer, FFV/NRV**



Produktbeskrivelse

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til benpose, kateter eller uridom og fikseres til sengen med en urinposeholder. Skiftes dagligt eller efter behov, afhænger af de hygiejnemæssige betingelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Unomedical
Vareserie	A3
Ventiltype	FFV, NRV
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, DEHT
Længde/dybde	110 cm
Rumindhold, brutto	2000 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	150 stk	38.2 cm	28.5 cm	29 cm	5705242099823
pk	30 stk	37.5 cm	29 cm	9.5 cm	5703538204944
stk	1 stk				5703538204937



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.