



Varenummer 200688

**Urinpose, sengepose, Unomedical SE4,
100cm, 2000 ml, etkammer, NRV/CV,
nålefrit prøveudtag**



Produktbeskrivelse

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til benpose, kateter eller uridom og fikseres til sengen med en urinposeholder. Skiftes dagligt eller efter behov, afhænger af de hygiejnemæssige betingelser..



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Unomedical
Vareserie	SE4
Ventiltype	NRV, CV
Features	Nålefrit prøveudtag
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, DEHP
Længde/dybde	100 cm
Rumindhold, brutto	2000 ml
Antal kamre	Etkammer
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	65 stk	39.5 cm	38.3 cm	21.3 cm	
stk	1 stk				5705242499470



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater