




Varenummer 200689

Urinpose, sengepose, Unomedical A1, 90cm, 1500 ml, etkammer, U.BO

✓ Uden bundventil



Produktbeskrivelse

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til benpose, kateter eller uridom og fikseres til sengen med en urinposeholder. Skiftes dagligt da den ikke er tømbar.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Unomedical
Vareserie	A1
Ventiltype	U.BO
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, DEHT
Længde/dybde	90 cm
Rumindhold, brutto	1500 ml
Antal kamre	Etkammer
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	38 cm	28.8 cm	28.5 cm	5705242299810
stk	1 stk				5705242299810



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.