



Varenummer 200691

Urinpose, sengepose, Unomedical A4, 120cm, 2000 ml, etkammer, NRV/FFV, prøveudtag



Produktbeskrivelse

Anvendes til urinopsamling. Forbindes til benpose, kateter eller uridom og fikseres til sengen med en urinposeholder. Skiftes dagligt eller efter behov, afhænger af de hygiejnemæssige betingelser..



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, sengepose
Varemærke	Unomedical
Vareserie	A4
Ventiltype	NRV, FFV
Features	Prøveudtag
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, DEHT
Længde/dybde	120 cm
Rumindhold, brutto	2000 ml
Antal kamre	Etkammer
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	50 stk	38.5 cm	29 cm	29 cm	
pk	10 stk	20 cm	20 cm	20 cm	5705242499548
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.