



Varenummer 200733

Urinpose, benpose, Careline, 35cm, 500 ml, etkammer, NRV/DV, NW bagside, nattilkobling, prøveudtag, inkl. fikseringsbånd

CE



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Careline
Ventiltype	NRV, DV
Features	NW bagside, nattilkobling, prøveudtag, inkl. fikseringsbånd
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, DEHT
Længde/dybde	35 cm
Rumindhold, brutto	500 ml
Antal kamre	Etkammer
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseres på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	79.5 cm	22.5 cm	40.5 cm	5705242012334
pk	10 stk	21.2 cm	19.2 cm	15.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt