



Varenummer 200746

## Lægetaske, The Alternative, 24x40x36cm, sort

### Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af medicin, instrumenter og tests. Med mulighed for at kunne bruge tasken som rygsæk for en bedre ergonomisk brug. Med to ydre lommer og mulighed for aftagelig skuldrestropper. To ampulindsatser med plads til 46 ampuller.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	The Alternative
Farve	Sort
Længde/dybde	24 cm
Bredde	40 cm
Højde	36 cm
Vægt, netto	2800 g
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	50 cm	40 cm	24 cm	

