



Varenummer 200800

**2-vejs foley kateter, Rüsch Gold,
nelaton, CH 12, 40cm, 10 ml, standard
ballon**



Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. Ballonen fyldes med sterilt vand, der efterses ugentligt. Til korttidsbrug under 3 uger, herefter skiftes til 100% silikonekateter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Rüsch
Vareserie	Gold
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Standard ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Latex, silikone
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	450 stk	55 cm	46 cm	45 cm	44026704198137
pk	10 stk	52 cm	7.5 cm	3.6 cm	4026704198139
stk	1 stk				14026704198136



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt