



Varenummer 200813

## 2-vejs foley kateter, Aquaflate Glycerine, nelaton, CH 14, 23cm, 10 ml, female, standard ballon, steril

- ✓ Leveres inkl. glycerinsprøjte
- ✓ Liggetid op til 90 dage



### Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon. Sprøjte med 10% glycerinopløsning medfølger.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Aquaflate
Vareserie	Glycerine
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Female, standard ballon, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	23 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Skal seneste skiftes efter 90 dage.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	53 cm	28 cm	17 cm	44026704320712
pk	5 stk	51 cm	7.5 cm	5 cm	4026704320714
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.