



Varenummer 200834

2-vejs foley kateter, Rüsch SupraFlex, pigtail, CH 12, 51cm, 10 ml, standard ballon, med kateterprop, guidewire og fikseringsplaster



Produktbeskrivelse

Rüsch Supraflex sæt indeholdende: 51 cm langt silikonekateter med pigtail/grisehale, 100 cm lang coated guidewire, en kateterprop samt et plaster til fiksering af kateter. Godkendt til 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Anvendelse i op til 90 dage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Rüsch
Vareserie	SupraFlex
Spidstype	Pigtail
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Standard ballon, med kateterprop, guidewire og fikseringsplaster
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	51 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	35 cm	9 cm	14 cm	
stk	1 stk				4026704020829



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.