



Varenummer 200845

**2-vejs foley kateter, Rüsch SupraFlex, pigtail, CH 10, 51cm, 10 ml, standard ballon, med kateterprop, guidewire og fikseringsplaster**



## Produktbeskrivelse

Rüsch Supraflex sæt indeholdende: 51 cm langt silikonekateter med pigtail/grisehale, 100 cm lang coated guidewire, en kateterprop samt et plaster til fiksering af kateter. Godkendt til 10% glycerinopløsning eller sterilt vand. Anvendelse i op til 90 dage.



## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | 2-vejs foley kateter                                                             |
| Varemærke                        | Rüsch                                                                            |
| Vareserie                        | SupraFlex                                                                        |
| Spidstype                        | Pigtail                                                                          |
| Størrelse                        | CH 10                                                                            |
| Farve                            | Sort                                                                             |
| Features                         | Standard ballon, med kateterprop, guidewire og fikseringsplaster                 |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Længde/dybde                     | 51 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 10 ml                                                                            |
| Steriliseringsmetode             | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Næringsindhold                   | 1                                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde   | EAN            |
|-------|------------|--------|--------|---------|----------------|
| pk    | 5 stk      | 35 cm  | 9.3 cm | 14.2 cm |                |
| stk   | 1 stk      |        |        |         | 24026704020816 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

**STERILE**

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.