



Varenummer 200847

Nefrostomi kateter, Rüsch Superglide, open end, CH 16, 24cm, 5 ml, med stilet

✓ fremstillet af silikone elastomer (100% silikone)



Produktbeskrivelse

Anvendes til urindrænage via nefrostomi. Bør lægges af læge med mindre hjemmeplejen er oplært i anlæggelse.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nefrostomi kateter
Varemærke	Rüsch
Vareserie	Superglide
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 16
Farve	Orange
Features	Med stilet
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone, rustfrit stål
Længde/dybde	24 cm
Rumindhold, brutto	5 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	50.8 cm	5 cm	7.7 cm	
stk	1 stk				24026704104592



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt