

Varenummer 200850



Kateterisationssæt, ABENA Komplet



Produktbeskrivelse

Anvendes ved steril anlæggelse af kateter. Komplet. Indeholder: 1 pusskapsel, 5 vattamponer i alubæger, 2 latexhandsker, medium, 1 pincet, 1 sprøjte med 20 ml sterilt vand, 1 afdækningsstykke (50x75cm), 1 flaske isotonisk natriumklorid 30 ml, 1 sprøjte med 2 ml smøremiddel.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterisationssæt
Varemærke	ABENA
Vareserie	Komplet
Engangs/flergangs	Engangs
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	50 stk	60.3 cm	40.7 cm	41 cm	5703538848315



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt

LATEX

Produktet indeholder latex.