


Varenummer 200870

Kateterventil, Qufora, One size, DV



Produktbeskrivelse

Anvendes ved optræning og vedligeholdelse af naturlig blærefunktion. Anvendes ligeledes som ventil mellem kateter og urinpose for at minimere infektioner. Kan anvendes med én hånd.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterventil
Varemærke	Qufora
Ventiltype	DV
Størrelse	One size
Materiale	PP, silikone
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	55.5 cm	40.5 cm	32.5 cm	46955824045893
pk	30 stk	30.5 cm	19.5 cm	10.5 cm	5710187001831
stk	1 stk				5710187001824



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE